

PRÍBALOVÝ LETÁK

OCHRANNÁ MASKA KN95 (FFP2)

PODROBNOSTI: Táto ochranná maska FFP2 je klasifikovaná podľa účinnosti filtrácie a maximálneho obmedzenia prieniku častíc dovnútra (ekvivalent CE certifikácie: FFP2 - EN 149: 2001 + A1: 2009) v súlade s požiadavkami nariadenia EÚ 2016/425 proti pevným a kvapalným časticiam so strednou toxicitou, s filtračnou schopnosťou $\geq 95\%$, únikom do interiéru $<8\%$ a prideleným ochranným faktorom (FPA): 10.

UPOZORNENIA: Pred nosením masky je nutné prečítať si tento príbalový leták. Používajte v dobre vetraných priestoroch s obsahom kyslíka vyšším ako 19,5%, nie v prítomnosti kontaminovanej atmosféry. Masku musí byť bezchybne umiestnená tesne pri tvári, aby sa zaručila očakávaná úroveň ochrany. Masku NECHRÁNI užívateľa pred plynom, parami alebo rozpúšťadlami sprejových farieb. V žiadnom prípade masku neupravujte a nepoužívajte, ak je akokoľvek poškodená.

NÁVOD NA POUŽITIE:

1. Umyte si ruky pred založením ako aj skladaním masky. Uchytte masku s palcom smerujúcim k vrchnej časti masky.
2. Položte masku pod bradu, zakryte ústa a nos.
3. Elastické úchytky umiestnite okolo uší a masku držte rukou v správnej polohe. 4. Nosovú lištu pritlačte oboma rukami k nosu, aby ste zaistili dokonalé uchytenie.
5. Silným výdychom skontrolujte tesnosť masky. Dbajte na to, aby pri výdychu neunikal po obvode masky žiadny vzduch do priestoru. Ak je to potrebné, upravte a znova skontrolujte.

Táto maska je JEDNORÁZOVÁ a nemôže sa používať dlhšie ako jeden pracovný deň.



NÁVOD NA SKLADOVANIE A DOPRAVU: Pokiaľ sa produkt nepoužíva, prepravujte ho v pôvodnom obale. Skladujte na chladnom a suchom mieste, chránenom pred mrazom a svetlom, v pôvodnom obale ($-20^{\circ}\text{C} / +30^{\circ}\text{C} - \text{HR} < 80\%$). Čas použiteľnosti v súlade s vyššie uvedenými podmienkami je 3 roky od dátumu výroby (číslo šarže).

Dodávateľ:

nextporter 2 s.r.o.
Ďumbierska 20,
974 11 Banská Bystrica
Slovenská republika